



Dosell[®]

En trygghet för dig som patient,
ett hjälpmedel för dig som
vårdgivare.

Rätt medicin vid rätt tid,
en läkemedelsrobot för
patienter, anhöriga
och vårdpersonal.




Dosell är en patenterad läkemedelsautomat för säkrare medicinering i hemmet.

I takt med att vi konsumerar allt mer läkemedel ökar också risken för läkemedelsskador. I snitt läggs 300 personer i Sverige varje dag in på sjukhus på grund av felaktig medicinering. Det leder till stort lidande för den enskilde individen och stora kostnader för samhället.

Genom att automatiskt mata ut tabletter i dospåsar vid ordinerad tidpunkt säkerställer Dosell att patienten får sin medicin vid rätt tillfälle. Dosell påminner när det är dags för medicinering och kan larma vårdpersonal vid utebliven medicinering. På så sätt kan Dosell minska risken för att användaren överdoserar, tar fel kombination av läkemedel eller inte tar sin medicin alls.

Dosell är helt enkelt en trygghet för dig som patient eller anhörig och ett värdefullt hjälpmedel för dig som vårdgivare.



Så fungerar det

- 1 Dosell laddas med patientens ordinerade läkemedel förpackade i dospåsar. En laddning innehåller vanligen läkemedel för två veckors användning.
- 2 När det är dags för patienten att ta sina läkemedel levererar Dosell automatiskt rätt dospåse vid rätt tidpunkt
- 3 När dospåsen ska användas klipps den av och släpps ned i ett öppet fack på apparatens framsida.
- 4 När dospåsen släppts ned tänds en lampa i facket och en signal ljuder som påminner patienten om att det är dags att ta medicinen.
- 5 Om patienten inte tar sina läkemedel larmar Dosell vårdpersonal och anhöriga, som snabbt kan förhindra att en skada sker.



- ✓ Klipper upp dosförpackningen så att patienten själv slipper göra det
- ✓ Klarar påsar från samtliga svenska dospåsleverantörer
- ✓ Enkel och lättmanövrerad design
- ✓ Möjlighet att fjärrövervaka medicineringen
- ✓ Internetuppkoppling via SIM-kort
- ✓ Kan styras av vårdgivare och anhöriga genom app
- ✓ Möjlighet att automatiskt delegera larm utanför kontorstid till annan aktör
- ✓ 48h batteribackup

A close-up photograph showing a healthcare professional in a light pink uniform with a stethoscope around their neck, holding the hand of an elderly patient. The patient is wearing a blue patterned top and a light green cardigan. The hands are clasped together in a supportive grip. The background is softly blurred, suggesting a clinical or home care setting.

Dosell ökar patientsäkerheten och
sparar tid för vårdpersonal



Tryggare tillvaro för patienter och anhöriga

- Minskad risk för felmedicinering och läkemedelsskador
- Möjlighet att leva ett självständigt liv hemmalängre
- Ökad trygghet för anhöriga som kan fjärrbevaka att patienten tar sina läkemedel



Avlastning för personal i vård- och hemtjänst

- Reducerar tid för läkemedelshantering
- Sparar tid och resurser för uppföljning och kontroll av patientens medicinering
- Möjlighet för vårdpersonal att ingripa tidigt i händelse av medicinska fel



Stora besparingar för samhället

- Varje reducerad hemtjänststimme ger en besparing om 472kr*
- Varje sjukhusinläggning som undviks genererar en besparing om 55 330 kr**
- 10% färre vårdtillfällen innebär en besparing om 1,7 MSEK/dag – mer än en halv miljard kronor per år

*SKL KPB databasen 2016

**SKL KPP databasen 2015

Vill du veta mer?

Kontakta oss direkt eller besök vår hemsida www.dosell.se



Joacim Modin

Partner Manager

joacim.modin@izafe.se

+46 70-540 05 16

Dosell[®]

www.dosell.se